

Сравнение функций систем мониторинга молочных коров



Система e-stado работает для Вас круглый год.

Педометры работают для Вас 2 - 3 месяца в году.

Easy

Вид биосенсора E2



Функции:

- ВОСПРОИЗВОДСТВО
- МОЛОКО*

Opti

Вид биосенсора E3



Функции:

- ВОСПРОИЗВОДСТВО
- ПИТАНИЕ
- АКТИВНОСТЬ
- МОЛОКО*

Pro

Вид биосенсора E4



Функции:

- ВОСПРОИЗВОДСТВО
- ПИТАНИЕ
- АКТИВНОСТЬ
- ИНДИКАТОР
ТЕМПЕРАТУРЫ УХА
- ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЛЕТНИЙ
ТЕПЛОВОЙ СТРЕСС
- МОЛОКО*

Calve

Вид биосенсора T4



Функции:

- ОТЕЛ
- ПОСЛЕРОДОВОЕ
ЗАЛЕЖИВАНИЕ
- МОЛОКО*

*Интерграция с доильными системами

Варианты для всех биосенсоров:

- ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ КОРОВНИКА (НЕОБХОДИМ БИОСЕНСОР TH2)
- ДНЕВНОЙ ЦИКЛ (НЕОБХОДИМ БИОСЕНСОР TL2)